

車椅子連結アーム つなが〜る

セット内容

[商品構成]

- 連結アーム
- 部品①
- 部品②



取付方法

1 後車の左アームレストの下側に部品①を固定します



2 前車の右グリップの前側に部品②を固定します



3 「つなが〜る」※1のグリップを握り部品①へカチャッと差し込みます
※2の「←まえ」部分を持って部品②へカチャッと差し込みます



4 使用する長さを調節したらできあがり

こんな使い方も出来ます!



前後の車椅子に点滴スタンドを付けた状態でも「つなが〜る」を使用すれば安定した移動が可能です

好きなカラーで生活に彩りを!



シルバー ピンク ブルー イエロー

4色あるので
組み合わせも色々

現場の声から産まれた!

車椅子連結アーム つなが〜る

介助者の
腰をいたわる
商品

車椅子2台!
介助者1人!
楽しく・安心!

取り付けが
簡単!

病院・施設での
これからの必需品!



「静岡県トライアル発注推進事業 平成22年度選定新商品」
に選ばれました